产品目录

11 款机型：深层按摩、畜用冲击波、气压弹道冲击波治疗、男性功能康复。
每款两页：第一页产品与适用场景，第二页结构与参数。

序号	型号	产品名称	说明
01	**DM-JS30**	深层按摩仪	便携深层冲击波，约 5 公斤
02	**DM-JS50**	深层按摩仪	台式六国语言界面
03	**DM-JT50**	深层按摩仪	能量聚焦，定点舒缓
04	**DM-JP10**	深层按摩仪	箱式便携，上门服务
05	**AS300**	畜用冲击波设备	奶牛乳腺炎辅助理疗，手拉箱式
06	**AP100**	兽用多功能一体机	无创碎石 + 松解粘连 + 减轻炎症
07	**SW-R500**	气压弹道冲击波治疗仪	便携台式，10.76 kg
08	**SW-R600**	气压弹道冲击波治疗机	立式机型，屏幕可调
09	**SW-EM10**	冲击波治疗仪	气压弹道，临床常用
10	**SW-EM20**	冲击波治疗仪	气压弹道，临床常用
11	**DM-E80**	冲击波男性功能仪	男性功能康复，14.5 kg

尚利嘉 SHANGLIJIA
HUIZHOU SHANGLIJIA TECHNOLOGY CO., LTD.
WhatsApp +86 180 2799 8502 · **shanglijia.pages.dev**
jiayuhuang262010@gmail.com · Heyuan, Guangdong, China

尚利嘉 SHANGLIJIA

深层按摩仪

深层冲击波
为肌肉做SPA
舒缓肌肉紧绷



尚利嘉 SHANGLIJIA
Heyuan, Guangdong, China
WhatsApp +86 180 2799 8502　官网 shanglijia.pages.dev
邮箱 jiayuhuang262010@gmail.com

DM-JS30深层按摩仪



舒缓肌肉紧绷

减轻各类疲劳：肩、颈、腰、背、臀、手、脚、腿。



促进局部血液循环

焕发身体活力



深层按摩

加速粘连松解



外带便携

整重约5公斤



尚利嘉 SHANGLIJIA

Heyuan, Guangdong, China

WhatsApp +86 180 2799 8502　官网 shanglijia.pages.dev

邮箱 jiayuhuang262010@gmail.com

深层按摩仪

深层冲击波
为肌肉做SPA
舒缓肌肉紧绷





尚利嘉 SHANGLIJIA
Heyuan, Guangdong, China
WhatsApp +86 180 2799 8502　官网 shanglijia.pages.dev
邮箱 jiayuhuang262010@gmail.com

DM-JS50深层按摩仪



舒缓肌肉紧绷

减轻各类疲劳：肩、颈、腰、背、臀、手、脚、腿。



促进局部血液循环

焕发身体活力



深层按摩

加速粘连松解



多种语言

六国语言可供选择



尚利嘉 SHANGLIJIA

Heyuan, Guangdong, China

WhatsApp +86 180 2799 8502　官网 shanglijia.pages.dev

邮箱 jiayuhuang262010@gmail.com

深层按摩仪

深层冲击波为肌肉做SPA

舒缓肌肉紧绷





尚利嘉 SHANGLIJIA

Heyuan, Guangdong, China

WhatsApp +86 180 2799 8502　官网 shanglijia.pages.dev

邮箱 jiayuhuang262010@gmail.com

DM-JT50深层按摩仪



舒缓肌肉紧绷

减轻各类疲劳：肩、颈、腰、背、臀、手、脚、腿。



促进局部血液循环

焕发身体活力



深层按摩

加速粘连松解



能量聚焦

深层定点舒缓



尚利嘉 SHANGLIJIA

Heyuan, Guangdong, China

WhatsApp +86 180 2799 8502　官网 shanglijia.pages.dev

邮箱 jiayuhuang262010@gmail.com

深层按摩仪

深层冲击波为肌肉做SPA
舒缓肌肉紧绷





尚利嘉 SHANGLIJIA

Heyuan, Guangdong, China

WhatsApp +86 180 2799 8502　官网 shanglijia.pages.dev

邮箱 jiayuhuang262010@gmail.com

DM-JP10深层按摩仪



舒缓肌肉紧绷

减轻各类疲劳：肩、颈、腰、背、臀、手、脚、腿。



促进局部血液循环

焕发身体活力



深层按摩

加速粘连松解



能量聚焦

深层定点舒缓



尚利嘉 SHANGLIJIA

Heyuan, Guangdong, China

WhatsApp +86 180 2799 8502　官网 shanglijia.pages.dev

邮箱 jiayuhuang262010@gmail.com

AS300畜用冲击波设备

减轻奶牛乳腺炎症反应



尚利嘉 SHANGLIJIA

Heyuan, Guangdong, China

WhatsApp +86 180 2799 8502　官网 shanglijia.pages.dev

邮箱 jiayuhuang262010@gmail.com

AS300畜用冲击波设备



作用

空化效应
冲击波传输路径中产生空化效应，加速组织微循环，从而加快新陈代谢，增强免疫力。

舒缓疼痛
冲击波对神经末梢产生刺激，迅速抑制和减少疼痛物质P的释放，舒缓疼痛。

减轻炎症反应
促进恢复，有效舒缓，松解粘连。



加速微循环
刺激活化细胞，提升细胞健康水平。

生物反应
冲击波治疗可促进炎症消退与乳房功能恢复的生物进程。

▶ **便携**
手拉外箱配移动电池可移动使用



- 缩短弃奶期，降本增效
- 促进组织愈合，降低奶牛淘汰率
- 提高免疫力，促进奶牛健康
- 非侵入性



尚利嘉 SHANGLIJIA
Heyuan, Guangdong, China
WhatsApp +86 180 2799 8502　官网 shanglijia.pages.dev
邮箱 jiayuhuang262010@gmail.com

AP100兽用多功能一体机

兽用无创碎石

松解粘连促进血液循环

减轻炎症反应



尚利嘉 SHANGLIJIA WhatsApp +86 180 2799 8502 shanglijia.pages.dev · jiayuhuang262010@gmail.com Heyuan, Guangdong, China

AP100兽用多功能一体机



AP100主机




AP100+
标准机械臂




AP100+
高端机械臂

适用症状:

体外冲击波疗法在兽医肌肉
骨骼病理学中有多种应用



尿道、输尿管、肾、膀胱结石	常见骨肌疾病(骨折等)	乳腺发炎
		
体外无创碎石 无需开刀、无创口、恢复快	**特定部位能量聚焦** 促进血液循环、加快代谢、细胞修复	**减轻炎症反应** 促进恢复,有效舒缓,松解粘连
		

中山市智健电器有限公司

公司地址:广东省中山市翠亨新区领航路7号2号厂房第6层　　固定电话:(+86)-760-2271 3212

请仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用
禁忌内容或者注意事项详见说明书
粤械广审(文)第290424-13828号



SW-R500

气压弹道冲击波治疗仪

尚利嘉 SHANGLIJIA
WhatsApp +86 180 2799 8502
shanglijia.pages.dev · jiayuhuang262010@gmail.com
Heyuan, Guangdong, China

尚利嘉 SHANGLIJIA



V-R500气压弹道冲击波治疗仪

SW-R500气压弹道冲击波治疗仪

医疗器械 Medical Devices


注册证编号:粤械注准20242090573

利用振子在空腔内高速运动产生振动，通过枪式探头耦合进入人体。



产品特点
Product Features

- 操作简便，可快速掌握
- 高清触摸显示屏操作
- 合规医疗器械资质
- 符合人体工程学设计的手柄，轻松把握
- 便携式设计，更多的应用场景



适用范围
Scope Of Application

适用于足底筋膜炎、网球肘的辅助治疗



产品规格
Technical Specifications

重量	10.76kg
机身最大外部体积 (长×宽×高)	380mm x 361mm x 206mm

技术参数
Technical Parameter

冲击波产生方式	气压弹道
设备工作的最大压力值	4.0bar
治疗头最大能量密度	65mJ/cm²
治疗头能量最大穿透深度	20mm
治疗头压力波脉宽	300μs

WhatsApp +86 180 2799 8502 · shanglijia.pages.dev · jiayuhuang262010@gmail.com

除非合同特别注明，本彩页内容不能被部分或全部视为合同组成部分。
中山慧康公司保留随时修改产品规格或终止生产任何产品的权利，产品配置及软件如有变化恕不另行通知。
请直接与中山慧康公司销售代表联系获取最新的产品信息。



SW-R600

气压弹道冲击波治疗机

尚利嘉 SHANGLIJIA
WhatsApp +86 180 2799 8502
shanglijia.pages.dev · jiayuhuang262010@gmail.com
Heyuan, Guangdong, China

尚利嘉 SHANGLIJIA




I-R600气压弹道冲击波治疗机

选择慧康 · 拥抱健康

SW-R600

气压弹道冲击波治疗机

气压弹道冲击波治疗机，利用压缩气体产生能量驱动手柄内的子弹体，使子弹体以脉冲方式冲击康复部位，通过物理学介质传导，作用于局部组织产生生物学效应。是能量的突然释放而产生的压力波，按摩效果直达筋膜层。



应用范围
Product Features

疼痛科　骨 科　运动医学科

康复医学科　理疗科　中医馆



产品特点
Product Features

- 安全、无痛、无创、无副作用
- 快速缓解疼痛，治疗效果显著持久
- 使用简单，无须专门培训
- 操作便利，操作医生易于使用
- 能量输出稳定，精准定位痛点
- 符合人体工程学设计的手柄，轻松把握
- 主机带轮设计，方便轻松移动





冲击波作用原理
Unique efficacy of ESWT

空化效应 | 冲击波强度达到一定值时空化气泡发生的生长和崩溃的动力学过程，有利于疏通闭塞的微细血管，松解关节软组织的粘连；

抑制镇痛 | 冲击波对神经末梢产生强刺激，出现先疼痛后迅速麻痹抑制；同时减少化学物质（疼痛物质P）的释放，产生镇痛作用；

激活代谢 | 冲击波改变细胞膜通透性，使细胞内外离子交换活跃，促进生长因子的释放；干细胞的活化，促进损伤组织的愈合修复重建作用；

控制炎症 | 冲击波可以活化内质皮型一氧化氮合酶，从而使组织细胞内一氧化氮含量增高，始发抗炎反应。冲击波能够有效的下调NF-κB活性和NF-κB相关基因的表达，降低炎症反应。

技术参数
Technical Parameter

冲击波产生方式	气压弹道	（误差）
设备工作的最大压力值	4.0bar	±10%
治疗头最大能量密度	65mJ/cm²	±20%
治疗头能量最大穿透深度	20mm	±20%
治疗头压力波脉宽	300μs	±10%

WhatsApp +86 180 2799 8502 · shanglijia.pages.dev · jiayuhuang262010@gmail.com

请仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用
禁忌内容或者注意事项详见说明书
粤械广审(文)第290424-13827号



SW-EM10

冲击波治疗仪

尚利嘉 SHANGLIJIA
WhatsApp +86 180 2799 8502
shanglijia.pages.dev · jiayuhuang262010@gmail.com
Heyuan, Guangdong, China

尚利嘉 SHANGLIJIA



SW-EM10冲击波治疗仪

SW-EM10冲击波治疗仪

用加载高压脉冲的线圈产生磁场，利用电磁感应使金属振膜产生冲击波。

医疗器械 Medical Devices


注册证编号:粤械注准20242090586



产品特点

Product Features

- 多档位选择，灵活设置参数
- 高清触摸显示屏操作
- 操作简便，体验便捷舒心
- 合规医疗器械资质
- 0-10 范围能级可调：治疗强度由低至高、作用深度由浅及深梯度覆盖，适配多样化治疗需求。
- 水囊高度可调:通过加减水量调节治疗头高度，实现治疗深度的灵活控制，适配不同治疗部位。
- 符合人体工程学设计的手柄，轻松把握



适用范围

Scope Of Application

适用于肩周炎、网球肘的辅助治疗



产品规格

Technical Specifications

重量	14.5kg
机身最大外部体积 (长×宽×高)	405mm x 357mm x191mm

技术参数

Technical Parameter

冲击波产生方式	电磁式
焦点到波源端口距离	65mm
压缩声压峰值	30MPa
膨胀声压峰值	15MPa
脉宽	≤2μs
远离压力脉冲源方向	75mm

WhatsApp +86 180 2799 8502 · shanglijia.pages.dev · jiayuhuang262010@gmail.com

请仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用
禁忌内容或者注意事项详见说明书
粤械广审(文)第290424-13826号



SW-EM20

冲击波治疗仪

尚利嘉 SHANGLIJIA
WhatsApp +86 180 2799 8502
shanglijia.pages.dev · jiayuhuang262010@gmail.com
Heyuan, Guangdong, China

尚利嘉 SHANGLIJIA



SW-EM20冲击波治疗仪

SW-EM20冲击波治疗仪

用加载高压脉冲的线圈产生磁场，利用电磁感应使金属振膜产生冲击波。


医疗器械 Medical Devices

注册证编号:粤械注准20242090587



产品特点
Product Features

- 多档位选择，灵活设置参数
- 高清触摸显示屏操作
- 操作简便，体验便捷舒心
- 合规医疗器械资质
- 0-10 范围能级可调：治疗强度由低至高、作用深度由浅及深梯度覆盖，适配多样化治疗需求。
- 水囊高度可调:通过加减水量调节治疗头高度，实现治疗深度的灵活控制，适配不同治疗部位。
- 符合人体工程学设计的手柄，轻松把握



适用范围
Scope Of Application

适用于肩周炎、网球肘的辅助治疗



产品规格
Technical Specifications

重量	13.5kg
机身最大外部体积 (长×宽×高)	361mm x 380mm x165mm

技术参数
Technical Parameter

冲击波产生方式	电磁式
焦点到波源端口距离	65mm
压缩声压峰值	30MPa
膨胀声压峰值	15MPa
脉宽	≤2μs
远离压力脉冲源方向	75mm

WhatsApp +86 180 2799 8502 · shanglijia.pages.dev · jiayuhuang262010@gmail.com

尚利嘉 SHANGLIJIA

DM-E80



冲击波男性功能仪

冲击波男性功能仪巧解“男”言之隐

冲击波通过能量传递作用于人体，刺激受影响的区域，直接激发经气，调整和推动局部的气血运行，疏通闭塞的经络和微细血管通畅，促进微循环从而发挥其正常的生理作用，从根本上促进阴茎组织改善勃起功能恢复。

作用

血管再生 | 刺激阴茎血管新生及微细血管再生

疏通血管 | 促进微循环疏通闭塞的微血管

血液充盈 | 提高阴茎海绵体组织的血流量

修复组织 | 修复阴茎组织改善勃起功能恢复勃起机制

尚利嘉 SHANGLIJIA WhatsApp +86 180 2799 8502 shanglijia.pages.dev · jiayuhuang262010@gmail.com Heyuan, Guangdong, China

尚利嘉 SHANGLIJIA

80 冲击波男性功能仪

刺激阴茎血管新生及微细血管再生



产品特点

高清触摸显示屏操作，多档位选择，智能推荐使用方案，方便快捷。



安全、无创、无需特殊体位，操作智能方便快捷，提升用户体验舒适度。

人体工程学按摩头，贴合阴茎海绵体，操作简单便捷。



产品规格型号

产品型号	产品重量	产品体积	电源要求	额定功率
DM-E80	14.5kg	405x357x191mm	220V 50/60Hz	260W

WhatsApp +86 180 2799 8502 · shanglijia.pages.dev · jiayuhuang262010@gmail.com