请仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用
禁忌内容或者注意事项详见说明书
粤械广审(文)第290424-13827号



SW-EM10

冲击波治疗仪

尚利嘉 SHANGLIJIA
WhatsApp +86 180 2799 8502
shanglijia.pages.dev · jiayuhuang262010@gmail.com
Heyuan, Guangdong, China

尚利嘉 SHANGLIJIA



SW-EM10冲击波治疗仪

SW-EM10冲击波治疗仪

用加载高压脉冲的线圈产生磁场，利用电磁感应使金属振膜产生冲击波。


医疗器械 Medical Devices

注册证编号:粤械注准20242090586



产品特点
Product Features

- 多档位选择，灵活设置参数
- 高清触摸显示屏操作
- 操作简便，体验便捷舒心
- 合规医疗器械资质
- 0-10 范围能级可调：治疗强度由低至高、作用深度由浅及深梯度覆盖，适配多样化治疗需求。
- 水囊高度可调:通过加减水量调节治疗头高度，实现治疗深度的灵活控制，适配不同治疗部位。
- 符合人体工程学设计的手柄，轻松把握



适用范围
Scope Of Application

适用于肩周炎、网球肘的辅助治疗



产品规格
Technical Specifications

重量	14.5kg
机身最大外部体积 (长×宽×高)	405mm x 357mm x191mm

技术参数
Technical Parameter

冲击波产生方式	电磁式
焦点到波源端口距离	65mm
压缩声压峰值	30MPa
膨胀声压峰值	15MPa
脉宽	≤2μs
远离压力脉冲源方向	75mm

WhatsApp +86 180 2799 8502 · shanglijia.pages.dev · jiayuhuang262010@gmail.com